

Prøvetagningsvejledning

Skimmel - aftryksprøve

Metoden

En aftryksprøve kan bruges til påvisning og artsbestemmelse af skimmel-forekomster.

Med en aftryksplade tages et "aftryk" i området, hvor der er mistanke om skimmelforekomst. Svampesporer opsamles på pladen, der er et vækstmedie hvorpå sporer kan vokse. Aftrykspladerne dyrkes, og herved kan mængden af levedygtige svampesporer på prøvestedet bestemmes. Desuden kan skimmelsvampenes slægt og/eller art bestemmes.

Prøvetagning

Aftrykspladerne er emballeret sterilt, og det er vigtigt, at pladerne er ude i luften så kort tid som muligt. Pladerne bør så vidt muligt opbevares i køleskab før prøvetagningen. Efter prøven er udtaget, opbevares den ved stuetemperatur. Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende:



1. Plastikposens lynlås åbnes forsigtigt og kun i forbindelse med prøveudtagning.
2. Låget til pladen løftes forsigtigt af. Det er vigtigt ikke at berøre det sterile vækstmedie med fingrene. Området, hvor prøven skal tages, er som regel karakteriseret ved en misfarvning på overfladen.
3. Overfladen af det gule vækstmedium trykkes med jævnt pres mod den inficerede overflade. Pladen må ikke drejes under prøveudtagningen. Det gule mediums overflade skal have så stor kontakt som muligt med prøveudtagningsstedet.
4. Herefter sættes låget på aftrykspladen igen, og relevante oplysninger skrives på låget.
5. Aftrykspladen lægges i den isolerede pose, og sendes senest dagen efter den er taget.

Indsendelse af prøver:

Prøven og udfyldt oplysningsskema returneres i vedlagt kuvert, med påsat fragtlæbel. Kuverten kan indleveres som pakkepost hos PostNord. Find det nærmeste indleveringssted og se åbningstider/indleveringsfrister på PostNord's hjemmeside eller app. Vær opmærksom på at fragtlæbelet udløber efter 5 måneder.

Resultat

Pladerne dyrkes i 7 dage, hvorefter de analyseres. Når resultatet foreligger, modtager de en rapport fra os.

Hvis De har spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet er De velkommen til at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail dk.lab@efiglobal.com